



ARTROMOT®-K1

Motorisierte
Bewegungsschiene



Kostenfreie Service-Hotline: 0 800 - 724 0 421

Montag bis Freitag: 9.00 bis 17.00 Uhr

Ihr ARTROMOT®-Fachhändler:
Sanitäthaus Kaphingst GmbH
Niederweltersche Straße 1
35094 Lahntal

[Kurzanleitung](#)

ARTROMOT® Kniebewegungsschienen

Die ARTROMOT® Kniebewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heimanwendung.

Warum hat der Arzt Ihnen die Bewegungstherapie verordnet?

- um Gelenksteifen und Verklebungen vorzubeugen
- um die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe zu verbessern
- zur Beschleunigung des Heilungsverlaufes
- zur Sicherung des Behandlungserfolgs

Handprogrammiereinheit im Auswahlmodus



Handprogrammiereinheit im Programmiermodus





ARTROMOT®-K1

Kurzanleitung¹ zur Handprogrammierung

Starten / Stoppen

1. Netzstecker einstecken.
2. ARTROMOT®-K1 am Netzschalter einschalten.
3. Patienten-Chipkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.
4. Starten: **START** drücken.
5. Stoppen: **STOP** drücken.

Programmieren

6. **MENÜ** Taste kurz drücken (Ebene „M1“ muss auf dem Display angezeigt werden).
7. Taste unterhalb des gewünschten Bildes zur Verstellung drücken um Funktion auszuwählen.
 = Streckung des Knies (Extension)
 = Beugung des Knies (Flexion)
8. Zum Verändern der Werte der ausgewählten Funktion:
+ oder **-** Taste drücken und gedrückt halten.
Die Schiene fährt während der Einstellung die Bewegung mit.
9. Speichern der Einstellung
STOP drücken. Zum Starten des Gerätes **START** drücken.



Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.
¹Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf die ARTROMOT®-K1 Kniebewegungsschiene. Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung und ärztliche Einweisung. Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

