



ARTROMOT®-S3

Motorisierte
Bewegungsschienen mit
Handprogrammiereinheit



Kostenfreie Service-Hotline: 0 800 -724 0 421

Montag bis Freitag: 9.00 bis 17.00 Uhr

Ihr ARTROMOT®-Fachhändler:
Sanitäthaus Kaphingst GmbH
Niederweltersche Straße 1
35094 Lahntal

[Kurzanleitung](#)

ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen

Die ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heimanwendung.

Warum hat der Arzt Ihnen die Bewegungstherapie verordnet?

- um Gelenksteifen und Verklebungen vorzubeugen
- um die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe zu verbessern
- zur Beschleunigung des Heilungsverlaufes
- zur Sicherung des Behandlungserfolgs

Wie oft sollten Sie täglich üben?

- soweit nicht anders vom Arzt verordnet, wird eine Behandlungszeit von 4 bis 5 mal täglich je 60 Minuten empfohlen
- Übungen immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

Handprogrammiereinheit im Auswahlmodus



Handprogrammiereinheit im Programmiermodus



ARTROMOT®-S3


Kurzanleitung¹ zur Handprogrammiereinheit

Starten / Stoppen

1. Netzstecker einstecken.
2. ARTROMOT®-S3 am Netzschalter einschalten.
3. Patienten-Chipkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.
4. Starten: **START** drücken.
5. Stoppen: **STOP** drücken.

Programmieren

6. **MENÜ** Taste kurz drücken (Ebene „M1“ muss auf dem Display angezeigt werden).
7. Taste unterhalb des gewünschten Bildes zur Verstellung drücken um Funktion auszuwählen.



8. Zum Verändern der Werte der ausgewählten Funktion: **+** oder **-** Taste drücken und gedrückt halten. Die Schiene fährt während der Einstellung die Bewegung mit.
9. Speichern der Einstellung **STOP** drücken. Zum Starten des Gerätes **START** drücken.



Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.

¹ Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf die ARTROMOT®-S3 Bewegungsschiene. Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung und ärztliche Einweisung. Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

