



ARTROMOT®-S3

Motorisierte
Bewegungsschienen mit
Handprogrammiereinheit



Kostenfreie Service-Hotline: 0 800 -724 0 421

Montag bis Freitag: 9.00 bis 17.00 Uhr

Ihr ARTROMOT®-Fachhändler:
Sanitäthaus Kaphingst GmbH
Niederweltersche Straße 1
35094 Lahntal

Kurzanleitung

ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen

Die ARTROMOT® Schulterbewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heimanwendung.

Warum hat der Arzt Ihnen die Bewegungstherapie verordnet?

- um Gelenksteifen und Verklebungen vorzubeugen
- um die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe zu verbessern
- zur Beschleunigung des Heilungsverlaufes
- zur Sicherung des Behandlungserfolgs

Wie oft sollten Sie täglich üben?

- soweit nicht anders vom Arzt verordnet, wird eine Behandlungszeit von 3 mal täglich je 20-30 Minuten empfohlen
- Übungen immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

Handprogrammiereinheit im Auswahlmodus



Handprogrammiereinheit im Programmiermodus



ARTROMOT®-S3

Kurzanleitung¹ zur Handprogrammiereinheit

Starten / Stoppen

1. **Netzstecker** einstecken.
2. ARTROMOT®-S3 am **Netzschalter** einschalten.
3. **Patienten-Chipkarte** in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.
4. **Starten:** **START** drücken.
5. **Stoppen:** **STOP** drücken.

Programmieren

6. **MENÜ** Taste kurz drücken (Ebene „M1“ muss auf dem Display angezeigt werden).
7. Taste unterhalb des gewünschten Bildes zur Verstellung drücken um **Funktion auszuwählen**.
 - = seitliches Heben des Armes (Abduktion)
 - = seitliches Senken des Armes (Adduktion)
 - = Drehen des Armes nach innen (Innenrotation)
 - = Drehen des Armes nach außen (Außenrotation)
8. Zum **Verändern der Werte** der ausgewählten Funktion:
 - +** oder **-** Taste drücken und gedrückt halten.
 - Die Schiene fährt während der Einstellung die Bewegung mit.
9. **Speichern der Einstellung**
 - STOP** drücken. Zum **Starten** des Gerätes **START** drücken.



Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.

¹ Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf die ARTROMOT®-S3 Bewegungsschiene. Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung und ärztliche Einweisung. Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

